

**1. Passende Nadeln für jeden Pen:**

**1.1 mylife™ Optifine® Nadeln von Ypsomed**

<u>Länge</u>	<u>Durchmesser</u>	<u>PZN</u>
12 mm	0,33 mm	05524222
10 mm	0,33 mm	05524216
8 mm	0,25 mm	05524191
6 mm	0,25 mm	05524185

**1.2 mylife™ Clickfine® Nadeln von Ypsomed**

<u>Länge</u>	<u>Durchmesser</u>	<u>PZN</u>
12 mm	0,33 mm	05524179
10 mm	0,33 mm	05524162
8 mm	0,25 mm	05524156
6 mm	0,25 mm	05524133
4 mm	0,23 mm	01222501

**1.3 BD Micro-Fine Ultra™ Nadeln von Becton Dickinson**

<u>Länge</u>	<u>Durchmesser</u>	<u>PZN</u>
12,7 mm	0,33 mm	09372884
8 mm	0,25 mm	09372878
5 mm	0,25 mm	09372861
4 mm	0,23 mm	09372855

Die angegebenen Nadeln sind für alle Insulinpens von Sanofi geeignet: SoloStar®, AllStar® PRO, TactiPen® und JuniorSTAR®

Alle Insulinpens von Sanofi sind darüber hinaus mit den Nadeln von Owen Mumford und Artsana kompatibel.

